



ISOHEAT®



High Tech Engineering

LabHEAT® Gehäuseheizhauben **Serie KM-MER** für Betriebstemperaturen bis 450°C

- für Rundkolben
- mit eingebautem Regler
zur stufenlosen Leistungsanpassung
- mit zuschaltbarem Magnetrührer
zum Rühren der Flüssigkeit im Rundkolben
- stufenlos regelbare Drehzahl
- kunststoffbeschichtetes Metallgehäuse
chemikalienbeständig und hohe Standfestigkeit
- wärmeisoliert und schutzgeerdet
*thermische Isolierung zwischen Heizkörper
und Außenhülle verhindert eine Wärmeabgabe
nach Außen*
- vorbereitete Gewindebohrungen an der
Rückseite ermöglichen den Anschluss
unserer Stativklemme KM-SK (Zubehör)
- eingebauter Netz- und Heizzonenschalter
- mit Personenschutzschalter (FI-Schalter)



Technische Daten

KM-MER

Nennspannung	230 V AC
Nennleistung	siehe Bestelldaten
Heizzonen	siehe Bestelldaten
Schutzklasse	I
Heizleitertemperatur	max. 450°C
Netzanschlussleitung	1,5 m mit Schukostecker und Personenschutzschalter, zusätzlich mit Adapterkabel

Heizzonenschaltung

Schalterstellung	Min	Max
1 Heizzone		
Leistung	1/2	1/1
2 Heizzonen		
Leistung	1/2	1/1

Bestelldaten

Inhalt ml/l	Glaskolben* Ø mm	Leistung W	Heizzonen	Abmessung Ø x H mm	Art.-Nr.
100	64	100	1	175 x 180	94000100
250	85	150	2	175 x 180	94000250
500	105	200	2	220 x 190	94000500
1	131	300	2	220 x 190	94001000

*Angaben nach Schott Duran®

Zubehör

Stativklemme Typ KM-SK Art.-Nr. 97000001

Klemmenvorrichtung für Stativstangen bis Ø 12 mm oder zur Befestigung der Gehäuseheizhaube in Stativaufbauten

Magnetrührstäbchen Typ MRS

im Lieferumfang bereits enthalten

für Inhalt	Abmessungen	Art.-Nr.
100 ml	30 x 15 mm	97035806
250 ml	35 x 15 mm	97035808
500 ml	40 x 20 mm	97035810
1000 ml	50 x 20 mm	97035812

Hinweis

Bei der Verwendung eines fremden Temperaturregler kann es zu Einschränkungen der Rührfunktion kommen.
(Stromzufuhr wird dabei unterbrochen)



ISOHEAT GmbH
Großer Sand 4
D-76698 Ubstadt-Weiher

Tel.: +49 (0) 72 51 - 93247-0
Fax +49 (0) 72 51 - 93247-29

E-Mail: info@isoheat.de
Internet: www.isoheat.de