

Abfüll-, Aufbewahrungs- Abklär-Flasche für flüssige Medien und Substanzen mit Seitenstutzen 16 mm

Art Nr.:51323002



Artikelbeschreibung:

Inhalt: 1000 ml

Laborglas nach DIN, Lebensmittelecht,
Braunglas für lichtempfindliche Substanzen
Mit aufgedruckter Volumenangabe.
Großer seitlicher 16 mm Schlauchanschluss
Autoklavierbar und temperaturbeständig
Große Einfüllöffnung, Gewindverschraubung.

Zubehör:

Quetschhahn und Schlauch

Optionen und Hinweise:

Lieferbar von 500 ml – 20000 ml
Mit aufgedruckter Volumenangabe.
In Braun oder Weißglas erhältlich
Optional mit Quetschhahn seitl. Glashahn
oder Gewindeanschluß.
Verschiedene Schraubverschlüsse lieferbar.
Preis: Auf Anfrage
je nach Größe und Ausführung.

Abbildung: Flasche 1000 ml mit Quatschhahn

Speziell für Pharma Kunden

Dieses Produkt kann mit einer Produkt Lot / Chargen Nummer versehen werden.

In Verbindung dazu erhalten Sie dann ein Qualitätszertifikat.

Sie müssen dies in Ihrer Bestellung mit aufgeben.

Abfüll-, Aufbewahrungs-Flasche für flüssige Medien und Substanzen