

Inkubator / Labor-Wärmeschrank

Dieser Inkubator ist optimal für die Temperierung von kleinen Probenumfängen geeignet, die bis maximal 50 °C beheizt werden müssen.

Die Temperatureinstellung kann dabei in 0,1 °C Schritten erfolgen.

Die automatische Temperaturregelung und die Timer-Abschaltung erleichtern das Arbeiten mit dem Gerät.

Die geringen Außenabmessungen lassen das platzsparende Aufstellen des Inkubators zu.



Abb.: Inkubator L55573027

Technische Eigenschaften:

- Automatische Temperaturregelung
- Timer-Abschaltfunktion (0-9999 min)
- Gut ablesbare LED-Anzeige
- Signallampen für Funktion und Alarm
- Temperaturen von 5 °C oberhalb der Raumtemperatur bis 50 °C in 0,1 °C Schritten einstellbar
- Gehäuse aus lackiertem Stahlblech
- Innenraum aus rostfreiem Chrom-Stahl
- Nutzbare Tiefe des Innenraumes 20 cm

Spannung: 200 - 240 Volt

Frequenz: 50 Hz

Leistungsaufnahme: 300 Watt max. / in der Regel 80 Watt

Temperatur : 5 °C über Raumtemperatur bis 50 °C

- Genauigkeit: +/- 1 °C

- Abmessungen:

Innen (BxHxT): 230 x 160 x 200 mm

Außen (BxHxT): 330 x 300 x 300 mm

- Gewicht: ca. 9 kg

Bestehend aus:

- Inkubator
- Einlegeboden
- Netzkabel