

INFORMACIÓN GENERAL**Nombre del producto : Esterilizador infrarrojo, S825/S825L**

Descripción : Dispositivo seguro y eficiente que esteriliza en solo 5 - 7 segundos, sin necesidad de llama abierta, lo que mejora la seguridad en el laboratorio. Funciona en entornos anaeróbicos y es fácil de limpiar. Temperatura máxima de 825 °C ± 50 °C. Es ideal para objetos de esterilización con diámetros de hasta 14 mm y 35 mm, con tiempos de calentamiento de 10 minutos. Garantía 2 añosEl producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe

DATOS TÉCNICOS

referencia	tipo	unidades por ref.
STER-825-001	modelo S825, 150 W, para objetos de Ø 14 mm, l. 150 mm	1
STER-82L-001	modelo S825L, 240 W, para objetos de Ø 35 mm, l. 100 mm	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
STER-825-001	3	2,00	84192000	08434868108332
STER-82L-001	3	2,00	84192000	08434868108349

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION

Product name : Infrared sterilizer, S825/S825L

Description : Safe and efficient device that sterilizes in just 5 - 7 seconds, without the need for an open flame, improving lab safety. Operates in anaerobic environments and is easy to clean. Maximum temperature of 825 °C $\pm$ 50 °C. Ideal for sterilizing objects with diameters up to 14 mm and 35 mm, with a heating time of 10 minutes. 2-year warranty. Complies with the specifications defined in the European directive

TECHNICAL DATA

reference	type	pcs/pack
STER-825-001	model S825, 150 W, for objects of Ø 14 mm, l. 150 mm	1
STER-82L-001	model S825L, 240 W, for objects of Ø 35 mm, l. 100 mm	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
STER-825-001	3	2,00	84192000	08434868108332
STER-82L-001	3	2,00	84192000	08434868108349

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Stérilisateur infrarouge, S825/S825L

Description : Dispositif sûr et efficace qui stérilise en seulement 5 - 7 secondes, sans nécessité de flamme ouverte, ce qui améliore la sécurité en laboratoire. Fonctionne dans des environnements anaérobiques et est facile à nettoyer. Température maximale de 825 °C ± 50 °C. Idéal pour la stérilisation d'objets de diamètres allant jusqu'à 14 mm et 35 mm, avec un temps de chauffe de 10 minutes. Garantie 2 ans. Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne

DONNÉES TECHNIQUES

référence	type	unités par ref.
STER-825-001	modèle S825, 150 W, pour objets de Ø 14 mm, l. 150 mm	1
STER-82L-001	modèle S825L, 240 W, pour objets de Ø 35 mm, l. 100 mm	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
STER-825-001	3	2,00	84192000	08434868108332
STER-82L-001	3	2,00	84192000	08434868108349

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Sterilizzatore a infrarossi, S825/S825L

Descrizione : Dispositivo sicuro ed efficiente che sterilizza in soli 5 - 7 secondi, senza bisogno di una fiamma aperta, migliorando la sicurezza in laboratorio. Funziona in ambienti anaerobici ed è facile da pulire. Temperatura massima di 825 °C ± 50 °C. Ideale per oggetti di sterilizzazione con diametri fino a 14 mm e 35 mm, con tempi di riscaldamento di 10 minuti. Garanzia di 2 anni. Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea

DATI TECNICI

referenza	tipo	unità per ref.
STER-825-001	modello S825, 150 W, per oggetti di Ø 14 mm, l. 150 mm	1
STER-82L-001	modello S825L, 240 W, per oggetti di Ø 35 mm, l. 100 mm	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
STER-825-001	3	2,00	84192000	08434868108332
STER-82L-001	3	2,00	84192000	08434868108349

FOTO DEL PRODOTTO





Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 30/04/2025
Ref. Doc.: PDS-1828

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Infraroodsterilisator, S825/S825L

Beschrijving : Veilig en efficiënt apparaat dat in slechts 5 - 7 seconden steriliseert, zonder open vlam, wat de veiligheid in het laboratorium verbetert. Werkt in anaerobe omgevingen en is eenvoudig schoon te maken. Maximale temperatuur van 825 °C ± 50 °C. Ideaal voor het steriliseren van voorwerpen met een diameter tot 14 mm en 35 mm, met een opwarmtijd van 10 minuten. 2 jaar garantieProduct voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	type	stuks per ref.
STER-825-001	model S825, 150 W, voor objecten van Ø 14 mm, l. 150 mm	1
STER-82L-001	model S825L, 240 W, voor objecten van Ø 35 mm, l. 100 mm	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
STER-825-001	3	2,00	84192000	08434868108332
STER-82L-001	3	2,00	84192000	08434868108349

PRODUKTFOTO





ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Infrarot-Sterilisator, S825/S825L

Beschreibung : Sicheres und effizientes Gerät, das in nur 5 - 7 Sekunden sterilisiert, ohne offene Flamme, was die Sicherheit im Labor verbessert. Funktioniert in anaeroben Umgebungen und ist leicht zu reinigen. Maximale Temperatur von $825\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 50\text{ }^{\circ}\text{C}$. Ideal zur Sterilisation von Objekten mit einem Durchmesser von bis zu 14 mm und 35 mm, mit einer Aufheizzeit von 10 Minuten. Garantie 2 Jahre. Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Typ	Stückzahlpro Artikel
STER-825-001	Modell S825, 150 W, für Objekte von Ø 14 mm, L. 150 mm	1
STER-82L-001	Modell S825L, 240 W, für Objekte von Ø 35 mm, L. 100 mm	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
STER-825-001	3	2,00	84192000	08434868108332
STER-82L-001	3	2,00	84192000	08434868108349

PRODUKTFOTO

